



北京艾德莱生物科技有限公司

Aidlab Biotechnologies Co., Ltd

- ◆ 总 RNA 提取试剂盒（TRIpure 法）
- ◆ 目录号 RN04
- ◆ 使用手册
- ◆ 实验室使用，仅用于体外

总 RNA 提取试剂盒 (TRIpure 法)

目录号: **RN04**

目录编号	包装单位
RN0401	25次
RN 0402	50次

❖ 试剂盒组成、储存、稳定性:

试剂盒组成	保存	25 次	50 次
TRIpure	4℃避光	25 ml	50 ml
氯仿	室温	5 ml	10 ml
异丙醇	室温	15 ml	25 ml
75%乙醇	室温	25 ml	50 ml
RNase-free H₂O	室温	10 ml	10 ml

本试剂盒在室温储存 12 个月不影响使用效果。



❖ **适用范围：**

适用于各种动植物组织/细胞总 RNA、DNA、蛋白的快速抽提

❖ **产品储存：**

TRIpure 在室温下能稳定保存 12 个月。尽管如此，为达到最佳效果，我们建议保存在 2~8°C 的环境下。

❖ **重要提示：**

有毒物接触皮肤或者不慎吞服，会导致灼伤。一旦接触皮肤后立即以大量的洗涤剂 and 清水清洗。若感不适，看医生并寻求苯酚和其他成分的正确治疗方案。

❖ **产品介绍：**

TRIpure试剂是直接从小细胞或组织中提取总RNA的试剂。它在破碎和溶解细胞时能保持RNA的完整性。加入氯仿后离心，样品分成水样层和有机层。RNA存在于水样层中。收集上面的水样层后，RNA可以通过异丙醇沉淀来还原。在除去水样层后，样品中的DNA和蛋白也能相继以沉淀的方式还原。乙醇沉淀能析出中间层的DNA，在有机层中加入异丙醇能沉淀出蛋白。共纯化DNA对于样品间标准化RNA的产量十分有用。

无论是人、动物、植物还是细菌组织，该方法对少量的组织(50-100mg)和细胞(5×10^6)以及大量的组织($\geq 1g$)和细胞($> 10^7$)均有较好的分离效果。TRIPURE 试剂操作上的简单性允许同时处理多个的样品。所有的操作可以在一小时内完成。TRIPURE 抽提的总RNA 能够避免 DNA 和蛋白的污染。故而能够作 RNA 印迹分析、斑点杂交、poly(A)+选择、体外翻译、RNA 酶保护分析和分子克隆。如果是用于 PCR，当两条引物位于单



一外显子内时，建议用扩增级的 DNase I 来处理抽提的总 RNA。

TRIpure试剂能促进不同种属不同分子量大小的多种RNA的析出。例如，从大鼠肝脏抽提的RNA琼脂糖凝胶电泳并用溴化乙啶染色，可见许多介于7 kb和15 kb之间不连续的高分子量条带(mRNA和hnRNA成分)，两条优势核糖体~5 kb (28S)和~2 kb(18S)，低分子量RNA介于0.1和0.3 kb之间 (tRNA, 5S)。当抽提的RNA用TE稀释时其A260/A280比值 ≥ 1.8 。

❖ **注意事项：**

1. 当TRIPURE用量少于2ml时建议使用清洁的一次性的聚丙烯材质试管。
2. 当TRIPURE用量较大时，可以使用玻璃试管(Corex)或聚丙烯材质试管，事先检验以确保该试管可以耐受加入TRIPURE和氯仿后12,000 \times g的离心力。不可使用有裂缝或者破损的试管。
3. 离心前小心平衡试管。
4. 离心前玻璃管口必须盖上铝箔并用石蜡膜封口，聚丙烯管必须盖紧。
5. 从少量的组织(1~10mg)或细胞(10^2 ~ 10^4)中分离 RNA 样品：往组织或细胞中加入800 μ l TRIPURE。待样品裂解后，加入氯仿并进行步骤 2 中的抽提操作。在用异丙醇沉淀 RNA 之前，加入 5~10 μ g 无 RNA 酶的 glycogen 作为水样层的载体。为降低其黏度在加入氯仿前用 26 号注射器抽吸两次以切断基因组 DNA。Glycogen 会留在水样层中并和 RNA 共析出。在浓缩到 4mg/ml 之前它不会抑制逆转录反应第一链的合成也不会抑制 PCR。
6. 在匀化后和加入氯仿之前，样品可以在-60~-70 $^{\circ}$ C 保存至少一个月。RNA 沉淀（步骤 4，RNA 漂洗）溶于 75%的乙醇在 2~8 $^{\circ}$ C 至少可以保存一周，在-5~-20 $^{\circ}$ C 下至少可保存一年。

-
7. 台式离心机最大能达到 $2,600\times g$ 的离心力，如果将离心时间延长到 30~60 分钟可以满足步骤 2 和步骤 3 中的操作。

❖ **RNA 抽提操作步骤：**（实验前请先阅读注意事项）

提示：

用 TRIPURE 抽提 RNA 时要戴手套和护眼罩。避免接触皮肤和衣服。在化学通风橱完成操作。避免呼吸道吸入。如无例外，所有的操作应该在在 **15~30°C** 的条件下。

实验所需试剂但未提供的物品：

1. 氯仿
2. 异丙醇
3. 75%乙醇(用DEPC处理过的水配制)
4. 无RNA酶的水或0.5% SDS溶液调配无RNA酶的水——将水加入无RNA酶的玻璃瓶中，加入DEPC至0.1% (v/v)。放置过夜并高压灭菌。SDS溶液必须用DEPC处理过并经高压灭菌的水配制。

1. **匀浆化作用**

a. 组织

用glass或强力匀浆器搅匀组织样品，每50~100mg组织加1ml的TRIPURE。匀浆化时组织样品容积不能超过TRIPURE容积的10%。

b. 单层生长的细胞

直接往直径3.5 cm的培养板中加入1ml的TRIPURE溶解细胞，通过移液管分次移出细胞裂解物。依据培养板的面积而不是依据细胞的数量来决定所需的TRIPURE量（每 10cm^2 加1ml）。当TRIPURE量不足时可导致抽提的RNA中污

染有DNA。

c. 悬浮生长的细胞

通过离心来沉淀细胞。在TRIPURE试剂中用移液管反复吹打来裂解细胞。每 $5\sim 10\times 10^6$ 的动物细胞，植物或酵母菌细胞或每 1×10^7 细菌加1ml的TRIPURE。在加入TRIPURE前应避免洗涤细胞，因为那样会增加mRNA降解的可能性。破裂某些酵母菌和细菌可能需要使用匀浆器。

可选方案：当样品富含蛋白质，脂肪，多糖或是细胞外物质例如肌肉，脂肪组织和植物的块茎部分时可能需要一额外的分离步骤。匀浆化后在 $2\sim 8^{\circ}\text{C}$ 的条件下以 $12,000\times g$ 的离心力离心10分钟，移除匀浆中不溶解的物质，余下的沉淀中包含有细胞外膜，多糖，以及高分子量DNA，而上层的超浮游物含有RNA。在来自于脂肪组织的样品中，大量的脂肪漂在最上层因而应该除掉。在每一个个案中，将清亮的匀浆溶液转移到一干净的试管中加入氯仿并继续进行下述的分离步骤。

2. 分离阶段

将匀浆样品在 **$15\sim 30^{\circ}\text{C}$** 条件下孵育5分钟以使核蛋白体完全分解。每1ml TRIPURE加0.2ml氯仿。盖紧样品管盖，用手用力摇晃试管15秒并将其在**室温**下孵育2~3分钟。在 $2\sim 8^{\circ}\text{C}$ 下以不超过 $12,000\times g$ 的离心力高速冷冻离心15分钟。离心后混合物分成三层：下层苯酚-氯仿层，中间层，上层无色的水样层。RNA无一例外地存在于水样层当中。水样层的容量大约为所加TRIPURE容量的60%。

3. **RNA 的沉淀**

将水样层转移到一干净的试管中，如果希望分离DNA和蛋白，有机层同样要予以保留。通过将水样层和异丙醇混合来沉淀RNA。最初均化时的每1ml TRIPURE对应0.5ml异丙醇。将混合的样品在 **$15\sim 30^{\circ}\text{C}$** 条件下孵育10分钟并在 $2\sim 8^{\circ}\text{C}$ 下以不超过 $12,000\times g$ 的离心力高速冷冻离心10分钟。RNA沉淀在离心前通常不可见，形成一胶状片状沉淀附着于试管壁和管底。



4. RNA 的漂洗

移去上层悬液。用75%的乙醇洗涤RNA沉淀一次，每1ml的TRIPURE至少加1ml的75%乙醇。旋涡振荡混合样品并在2~8 °C下以不超过7,500×g的离心力高速冷冻离心5分钟。

5. RNA 的再溶解

在操作的最后，简单干燥RNA沉淀（空气干燥或真空干燥5~10分钟）不要在真空管里离心干燥RNA。尤为重要，不能让RNA沉淀完全干燥那样会极大地降低它的可溶性。部分溶解的RNA样品其A260/280比值<1.6。用移液管尖分几次移取无RNA酶的水或0.5%SDS溶液来溶解RNA（当RNA以后要用于酶切反应时，避免使用SDS。）RNA还能被100%甲酰胺（除去离子）再溶解并保存在-70°C。

❖ 问题与解决方法

问题	评论与建议
每 1mg 组织或 1×10 ⁶ 培养细胞预期的 RNA 产量	*肝和脾，6~10μg
	*肾，3~4μg
	*骨骼肌和脑组织，1~1.5μg
	*胎盘，1~4μg
	*上皮细胞(1×10 ⁶ cultured cells)，8~15μg
	*纤维母细胞(1×10 ⁶ cultured cells)，5~7μg
抽提得率低	*样品均化或裂解不完全。
	*终 RNA 不完全再溶解。





A260/A280 比率<1.65	<ul style="list-style-type: none">*在分光光度计测量前用水而不是用 TE 缓冲液稀释 RNA 样品。低离子强度和低 pH 溶液会增加 280nm 处的光吸收值。*样品匀浆化时所加的 TRIPURE 量太少。*匀浆化后样品没有在室温下放置 5 分钟。*分离的水样层中污染有苯酚层。*终 RNA 没有完全溶解。
RNA 降解	<ul style="list-style-type: none">*从动物体取下的组织没有立即进行抽提或冰冻保存。*用于抽提的样品，或抽提的 RNA 样品保存于 -5~-20°C，而不是存放于 -60~-70°C。*细胞经胰酶消化而分散。*水溶液或试管污染有 RNA 酶。*用于琼脂糖凝胶电泳的福尔马林 pH 低于 3.5。
DNA 污染	<ul style="list-style-type: none">*样品匀浆化时所加的 TRIPURE 量太少。*用于抽提的样品包含有机溶媒（例如，乙醇，DMSO），强缓冲液，或碱性溶液。
蛋白多糖 和多糖污染	<p>下述的对 RNA 沉淀方法（步骤 3）的改进能从抽提的 RNA 中移去复合污染。以匀浆化时每 1ml TRIPURE 为例，在水样层中加入 0.25ml 异丙醇后再加入 0.25ml 的高盐溶液（0.8 M 柠檬酸钠和 1.2 M NaCl）。将终溶液混匀，离心并继续进行前述的抽提操作。改进后的沉淀法能有效地析出 RNA 而多糖和蛋白多糖仍以可溶的形式留在溶液中。对于含有大量多糖的植物，要抽提其 RNA 将改进后的沉淀法和在最初匀浆化时多加一次离心（RNA 抽提指南，可选方案）合并使用是十分必要的。</p>

