



北京艾德莱生物科技有限公司

Aidlab Biotechnologies Co., Ltd

- ◆ 细菌基因组**DNA**提取试剂盒
- ◆ 目录号 **DN12**
- ◆ 使用手册
- ◆ 实验室使用，仅用于体外

细菌基因组 DNA 提取试剂盒

目录号: DN12

目录编号	包装单位
DN1201	50次
DN1202	100次
DN1203	200次

❖ 适用范围:

适用于快速提取各种细菌基因组DNA

❖ 试剂盒组成、储存、稳定性:

试剂盒组成	保存	50 次	100 次	200 次
细胞核裂解液	室温	30 ml	60 ml	120 ml
蛋白沉淀液	室温	10 ml	20 ml	40 ml
DNA 溶解液	室温	10 ml	15ml	30 ml
RNase A(10mg/ml)	-20℃	150µl	250µl	400µl

本试剂盒在室温储存 12 个月不影响使用效果。



储存事项:

1. **环境温度低时**细胞核裂解液中某些去污剂成份会析出**出现浑浊或者沉淀**，可在37℃水浴加热几分钟，轻轻旋摇，即可恢复澄清，**不要剧烈摇晃**，以免形成过量的泡沫。
2. 蛋白沉淀液可能出现析出和沉淀，可以在37℃水浴几分钟帮助重新溶解，**如果不能完全溶解，也不影响使用效果**，直接取用上层溶液即可。
3. 避免试剂长时间暴露于空气中产生挥发、氧化、pH 值变化，各溶液使用后应及时盖紧盖子。





❖ 产品介绍:

本试剂盒用于快速的从各种细菌中提取基因组 DNA。细菌样品加入细胞核裂解液(或者通过溶菌酶或者其它一些酶帮助裂解细胞壁后),首先在强去污剂作用下裂解细胞释放出基因组 DNA,接着加入 RNase A 去除 RNA,然后蛋白沉淀液选择性沉淀去除蛋白,最后纯净的基因组 DNA 通过异丙醇沉淀并重溶解于 DNA 溶解液。

❖ 产品特点:

1. 不需要使用有毒的苯酚等试剂。
2. 快速,简捷,单个样品操作一般可在 30 分钟内完成。
3. 结果稳定,产量高,OD260/OD280 典型的比值达 1.7~1.9,长度可达 50 kb -150kb,可直接用于构建文库,PCR, Southern-blot 和各种酶切反应。

❖ 注意事项

1. **所有的离心步骤均在室温完成**,使用转速可以达到13,000 rpm的传统台式离心机,如Eppendorf 5415C 或者类似离心机。
2. 用户需自备异丙醇、70%乙醇、0.5M EDTA和Lysozyme(溶菌酶)(用于革兰氏阳性菌)、lysostaphin(用于某些难裂解的革兰氏阳性菌)、水浴箱。
3. 开始实验前将需要的水浴先预热好备用。
4. 本试剂盒为溶液型,可以很容易的按照比例扩大或者缩小每次处理的细菌细胞量,请联系我们索取其它处理量的操作手册。



❖ **操作步骤:** (实验前请先阅读注意事项)

1. 收集 1 毫升过夜培养细菌加入 1.5 毫升离心管。
2. 9,000rpm 离心 30 秒, 使细胞沉淀下来, 弃上清, 涡旋或轻弹打散细胞沉淀。对革兰氏阳性菌, 接步骤 3。**对革兰氏阴性菌, 直接接步骤 6。**
3. 加入 480 μ l 50mM EDTA 完全重悬细胞。
4. 加入 120 μ l 溶菌酶 (20mg/ml in 10 mM Tris-HCl, pH 8.0), 混匀。
对于大部分的革兰氏阳性菌如 *Bacillus subtilis*, *Micrococcus luteus*, *Arthrobacter luteus*, *Nocardia otitidiscaviarum*, *Rhodococcus rhodochrous* 和 *Brevibacterium albidum*, 使用溶菌酶就可以有效裂解。但是对于某些种类的 *Staphylococcus*, 则应该加入 60 μ l 溶菌酶(20mg/ml)和 60 μ l lysostaphin (20mg/ml)确保有效裂解。
5. 37 $^{\circ}$ C 温育 30-60 分钟。12,000rpm 离心 2 分钟, 弃上清, 涡旋或轻弹打散细胞沉淀。
6. 加入 600 μ l 细胞核裂解液至打散的细胞, 轻柔吹打裂解细胞。
7. 80 $^{\circ}$ C 温育 5 分钟裂解细胞, 然后冷却至室温。
8. 加入 1.8 μ l RNase A (10mg/ml) 至裂解物中至终浓度 30 μ g/ml。颠倒混匀后 37 $^{\circ}$ C 温育 15-60 分钟去除残留 RNA。然后**室温冷却至少 5 分钟使恢复到室温。**
9. 在恢复到室温的裂解物内加入 200 μ l 蛋白沉淀液后, 在**涡旋振荡器上高速连续振荡混匀 25 秒**。混匀后可能见到一些小的蛋白团块。**冰浴 5 分钟。**
由于样品体积重量小, 用涡旋振荡器振荡混匀产生的剪切力并不会剪切打断基因组 DNA。如果用手振荡混匀, 则不可以用手上下剧烈振荡混匀, 只能适当力度振荡混匀, 否则会剪断基因组 DNA; 但是力度也不能小, 要保证充分混匀, 将粘稠的裂解物打散开, 否则 DNA 无法和蛋白质沉淀分离开, 离心的时候会和蛋白质一起沉淀下来, 造成 DNA 丢失或者降低产量。此外混匀不充分也可能造成蛋白沉淀不充分, 最后的产物污染有大量的蛋白质。因此建议用涡旋振荡器。

10. 13,000rpm 离心 5 分钟。这时候应该可以见到管底白色的蛋白沉淀，也可能见到一些蛋白沉淀漂浮在液体表面。

11. 小心吸取上清到一个新的 1.5ml 离心管中。

吸取上清时小心不要吸到管底的和漂浮在液体表面的蛋白沉淀，如果不小心将蛋白沉淀转入新的离心管中，可再次离心 2 分钟后取上清。

12. 加入等体积的室温异丙醇（约 600 μ l），轻柔颠倒 30 次混匀或者直到出现棉絮状（丝状）白色 DNA 沉淀。

注意有时候棉絮状（丝状）DNA 颠倒混匀的时候，粘附着在盖子或者管口处，即使颠倒也不跟下来，这样导致操作者看不到沉淀，误认为没有得到 DNA。解决办法是略去步骤 13，直接 12,000rpm 离心 1 分钟，弃上清，然后接步骤 15。

13. 垂直放置离心管，让白色 DNA 沉淀自然沉到管底，然后尽可能多的吸弃大部分的上清，注意不要吸到沉淀。

14. 加入 1ml 70% 乙醇后，颠倒漂洗 DNA 沉淀，12,000rpm 离心 1 分钟，在管底可以见到白色的 DNA 沉淀块，倒弃上清。

15. 加入 0.5ml 70% 乙醇，颠倒几次漂洗 DNA 沉淀，12,000rpm 离心 1 分钟，倒去上清（注意不要把 DNA 沉淀倒掉了），倒置后在吸水纸上轻敲几下以控干残留乙醇，还可以用枪头小心吸掉管底沉淀周围和管壁的残留乙醇，空气晾干沉淀几分钟。

注意不要干燥过头，否则 DNA 极其难溶；也不能残留太多乙醇，否则乙醇可能抑制下游如酶切反应。

16. 加入 100 μ l DNA 溶解液重新水化溶解 DNA 沉淀，轻弹管壁混匀，可以放置在 65 $^{\circ}$ C 温育 30-60 分钟（不要超过一小时），中间不时的轻弹管壁帮助重新水化 DNA。也可以在室温或者 4 $^{\circ}$ C 放置过夜来重新水化 DNA，中间不时颠倒轻弹帮助溶解。

17. DNA 可以存放在 2-8 $^{\circ}$ C，如果要长时间存放，可以放置在 -20 $^{\circ}$ C。

❖ 问题与解决方法

问题	评论与建议
DNA 产量低	<p>*使用了不恰当的裂解液，造成裂解不完全-建议：处理材料不要过量。</p> <p>*有的革兰氏阳性菌裂解比较困难-建议：按照步骤 4 使用 lysostaphin 帮助裂解。</p> <p>*加入蛋白沉淀液后没有充分混匀，DNA 和蛋白质沉淀不能分离开，离心时丢失-建议：参见步骤 9 保证充分混匀。</p> <p>* DNA 沉淀在洗涤的时候丢失了-建议：异丙醇沉淀后用乙醇洗涤的过程中，倒弃上清的时候要格外小心，不要把 DNA 沉淀也倒掉了。</p>
A260/A280>1.9	<p>* RNA 酶处理时间不够造成 RNA 污染-建议：可以加大 RNA 酶用量或者处理时间延长到 1 小时。</p> <p>* DNA 剪切断了-建议：严格按照操作步骤，动作不可以太剧烈。</p>
A260/A280 <1.6	<p>*蛋白质残留高-建议：保证重复的裂解液用量和时间；看看后面“未见到蛋白沉淀”问题的评论与建议，确保蛋白通过沉淀去除。另外请参见步骤 11，防止蛋白污染。</p> <p>*测定吸光值时用水稀释 DNA 会降低 A260/A280-建议：使用 TE 缓冲液来稀释 DNA，保证 pH 值大于 8.0。</p> <p>* DNA 没有完全溶解-建议：可在 65℃温育帮助重新溶解（不要超过一小时）然后室温或者 4℃放置过夜，期间可以颠倒轻弹帮助溶解。</p>

问题

评论与建议

变色的 DNA	<p>*如果异丙醇沉淀后没有迅速进行 70%乙醇漂洗的步骤,有的组织如肝脏提取出的 DNA 可能会变色-建议: 异丙醇沉淀离心后, 马上进行 70%乙醇清洗的步骤。</p>
DNA 长度 小于 20kb	<p>*样品太旧或者不正确的存放, 反复冻融等, 造成 DNA 降解-建议: 选用新鲜的样品。</p> <p>*操作不当, 造成对基因组 DNA 的剪切-建议: 混匀轻柔, 不可以用手剧烈振荡离心管, 选用大口径的枪头转移或者混匀 DNA。</p>
未见蛋白沉淀	<p>*加入蛋白沉淀液前, 裂解混合物没有冷却回室温-建议: 冷却至室温或者冰上放置 5 分钟后再加入蛋白沉淀液。</p> <p>*蛋白沉淀液没有和裂解混合物充分混匀-建议: 应该连续高速涡旋振荡混匀 25 秒, 涡旋并不会剪切断 DNA。</p> <p>*加入蛋白沉淀液后, 混合物没有在冰上放 5 分钟-建议: 离心前在冰上放置 5 分钟帮助沉淀。</p>
DNA 沉淀难以 重新溶解水化	<p>*晾干 DNA 沉淀时过度了-建议: 晾干时密切观察, 不要干燥过头, 注意应该观察管底的 DNA 沉淀, 有时候管壁上的残留乙醇已经挥发, 但留下一些水分还没有干, 只要管底 DNA 干了就可以加入 DNA 溶解液。可在 65°C 温育帮助重新溶解 (不要超过一小时) 然后室温或者 4°C 放置过夜, 期间可以颠倒轻弹帮助溶解。</p>
下游酶切不开 或者 PCR 反应受抑制	<p>* DNA 未干燥完全, 残留乙醇太多-建议: 敞开离心管口, 在 65°C 温育几分钟, 让乙醇挥发。</p>