

# THERMOscript SybrGreen qRT-PCR Kit



北京艾德莱生物科技有限公司  
Aidlab Biotechnologies Co., Ltd

地 址：北京市海淀区上地紫成创业园 C126--130

电 话：010-82796972/82795296 (Fax)

网 址：[www.aidlab.cn](http://www.aidlab.cn) 邮箱：[info@aidlab.cn](mailto:info@aidlab.cn)

## 使用说明书

包 装 量：

目录编号	包装单位
<b>PC4601</b>	25次
<b>PC4602</b>	50次

组成	PC4601	PC4602
THERMOscript 1st Strand cDNA Synthesis Kit	PC4401	PC4402
2 x SYBR Green qPCR Mix	PC3301	PC3302

储 存：-20 °C

**产品说明：** 本产品由两个试剂盒组合而成。一个是反转录第一链耐热合成试剂盒 THERMOscript 1st Strand cDNA Synthesis Kit (PC44)，一个是 2 x SYBR Green qPCR Mix (PC33)。首先由反转录第一链试剂盒合成 cDNA，然后以 cDNA 做模板用 2 x SYBR Green qPCR Mix 进行荧光定量 PCR 扩增。

**使用说明：** 请按照上述两个试剂盒详细步骤说明进行。