

# TRUEscript SybrGreen qRT-PCR Kit



北京艾德莱生物科技有限公司  
Aidlab Biotechnologies Co., Ltd

地 址：北京市海淀区上地紫成创业园 C126--130

电 话：010-82796972/82795296 (Fax)

网 址：[www.aidlab.cn](http://www.aidlab.cn) 邮箱：[info@aidlab.cn](mailto:info@aidlab.cn)

## 使用说明书

包 装 量：

| 目录编号   | 包装单位 |
|--------|------|
| PC3601 | 25次  |
| PC3602 | 50次  |

| 组成                                       | PC3601 | PC3602 |
|--|--------|--------|
| TRUEscript 1st Strand cDNA Synthesis Kit | PC1801 | PC1802 |
| 2 x SYBR Green qPCR Mix                  | PC3301 | PC3301 |

储 存：-20 °C

**产品说明：** 本产品由两个试剂盒组合而成。一个是反转录第一链合成试剂盒 TRUEscript 1st Strand cDNA Synthesis Kit (PC18)，一个是 2 x SYBR Green qPCR Mix (PC33)。首先由反转录第一链试剂盒合成 cDNA，然后以 cDNA 做模板用 2 x SYBR Green qPCR Mix 进行荧光定量 PCR 扩增。

**使用说明：** 请按照上述两个试剂盒详细步骤说明进行。